

ToxWipe™ – Oral

Rychlý orientační test pro kvalitativní detekci drog ve slinách



ToxWipe™ umožňuje velmi rychlou současnou detekci až 6, resp. 7 různých drog. (Je možné přizpůsobit cutoff-limity i druhy drog na testu požadavkům zákazníka v závislosti na celkovém odebíraném množství).

- Snadný a rychlý odběr vzorku slin - během pár sekund
- Velmi rychlý výsledek - během 3 až 5 minut
- Integrovaná kontrolní linka značí dostatek vzorku i správné provedení testu
- Neinvazivní metoda – neomezuje soukromí
- Nemožnost falšování výsledků
- Vysoká přesnost a citlivost (nejnižší cutoff pro THC Δ9 na světě – **5 ng/ml**)
- Minimální chybovost (< **0,5%**)
- Možnost detekce **14*** různých drog
- Je možné přizpůsobit cutoff-limity i druhy drog na testu požadavkům zákazníka**
- Ideální pro dopravní policii i pro testy na pracovišti
- Certifikace CE / IVD

** v závislosti na celkovém odebíraném množství

*

1	AMP
2	COC
3	MET
4	OPI
5	BZO
6	THC Δ9
7	MDMA
8	PCP
9	K2
10	KET
11	MTD
12	BUP
13	BAR
14	OXY

Cílová droga	Zkratka	Cutoff (ng/ml, ppb)	
		rozmezí	spodní hranice
Amfetamin (D-amphetamine, Sulfat)	AMP :	40	50
Kokain (Benzoyllecgonin)	COC :	20	50
Metamfetamin a Extáze (Methamphetamine, MAMP)	MET :	40	50
Opiáty (Morphine)	OPI :	10	40
Benzodiazepin (Oxazepam)	BZO :	5	10
Marihuana THC Δ9– Tetrahydrocannabinol (THC Parent)	THC Δ9* :	5	100

* THC Δ9 od 5 mg/ml pro vyhodnocení v analyzátoru ToxReader, jinak cutoff = 15 mg/ml

